

Icar[®]

INTERNACIONAL

Adelgazantes ILCAR fabrica los termoeléctricos adelgazantes desde 1991. También realiza tratamientos adelgazantes no invasivos que mejoran la circulación sanguínea, fortalecen el sistema cardiovascular, limpian venas y arterias de colesterol y triglicéridos, quitan el stress y los dolores del cuerpo.

Email: ilmina.campos@gmail.com

Teléfonos: 6143456 - 3044576867

Dirección: Cedritos Centro Comercial de la 151
Local 297 - calle 151 # 16-19

CATÁLOGO 2015

Productos Termoeléctricos Adelgazantes

Productos Termoeléctricos

Termoeléctricos Adelgazantes

- Manta Termoeléctrica
- Media Manta Termoeléctrica
- Faja Termoeléctrica
- Fajón Termoeléctrico
- Micro reductor Termoeléctrico

Termoeléctricos para calentar

- **Manta caliente cachorros termoeléctrica**
- **Manta caliente camas termoeléctrica**


- Opciones
- Contáctenos

Email: ilmina.campos@gmail.com

Teléfonos: 6143456 - 3044576867

Dirección: Cedritos Centro Comercial de la 151
Local 297 - calle 151 # 16-19

- **Manta Termoeléctrica Adelgazante**



Medidas:
1,62 m x 1,60 m

Reduce depósitos de grasa de cabeza a pies. Rejuvenece, quita el stress, el insomnio y dolores corporales. Se utiliza una vez al día durante 40 minutos.

RAYOS INFRARROJOS REMOTOS.

CARACTERÍSTICAS:

- CONTROL DE TEMPERATURA (*switch ó dimmer*)
- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: 30 *watts*.
- RESISTENCIA RECUBIERTA EN PVC.
- MATERIAL IMPERMEABLE Y LIMPIABLE.
- PRODUCTO COLOMBIANO.

PRECAUCIONES:


- USAR EXTENDIDA, NO ARRUGAR.
- ENCENDER SOLO CUANDO SE ESTÉ USANDO.
- NO DORMIR MIENTRAS UTILIZA LA MANTA.
- DESPEGAR SUAVEMENTE EL VELCRO.
- ENCENDER LA VIBRACIÓN SOLO 5 MINUTOS POR TRATAMIENTO.
(APLICA MANTA VIBRO-TÉRMICA)

OPCIONES:

CALOR


**CALOR +
VIBRACIÓN**

**CALOR + VIBRACIÓN +
CONTROL DE TEMPERATURA
GRADUABLE**




Elimina grasa localizada en:

Cuerpo completo
(de cuello a pies)



• Media Manta Termoeléctrica Adelgazante



Medidas:
162 cm x 70 cm

Reduce depósitos de grasa de cabeza a pies. Rejuvenece, quita el stress, el insomnio y dolores corporales. Se utiliza una vez al día durante 40 minutos.

RAYOS INFRARROJOS REMOTOS.

CARACTERÍSTICAS:


- CONTROL DE TEMPERATURA (*switch*)
- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: 15 *watts*.
- RESISTENCIA RECUBIERTA EN PVC.
- MATERIAL IMPERMEABLE Y LIMPIABLE.
- PRODUCTO COLOMBIANO.

PRECAUCIONES:

- USAR EXTENDIDA, NO ARRUGAR.
- ENCENDER SOLO CUANDO SE ESTÉ USANDO.
- NO DORMIR MIENTRAS UTILIZA LA MANTA.
- DESPEGAR SUAVEMENTE EL VELCRO.


OPCIONES:

CALOR



Elimina grasa localizada en:


- Mital de cuerpo superior o inferior.
- Tambien sirve para calentar camillas.



Email: ilmina.campos@gmail.com

Teléfonos: 6143456 - 3044576867

• Faja Termoeléctrica Adelgazante



Medidas:
1,34 m x 28 cm

Producto para reducir grasa localizada en abdomen, piernas, brazos, cadera o cualquier parte del cuerpo. Usar 1 hora al día. RAYOS INFRARROJOS REMOTOS.

CARACTERÍSTICAS:

- SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.
- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: 15 watts.
- RESISTENCIA RECUBIERTA EN PVC.
- MATERIAL IMPERMEABLE Y LIMPIABLE.
- PRODUCTO COLOMBIANO.


PRECAUCIONES:

- USAR EXTENDIDA, NO ARRUGAR.
- ENCENDER SOLO CUANDO SE ESTÉ USANDO.
- NO DORMIR MIENTRAS UTILIZA LA FAJA.
- DESPEGAR SUAVEMENTE EL VELCRO.
- ENCENDER LA VIBRACIÓN SOLO 5 MINUTOS POR TRATAMIENTO.
(APLICA FAJA VIBRO-TÉRMICA)

OPCIONES:



Velcro resistente




Switch de
encendido y
apagado


Cable largo
de 2.2 m

Elimina grasa localizada en:

- Cintura y abdomen.
- Cadera.
- Muslos.
- Brazos.



• Fajón Termoeléctrica Adelgazante



Medidas:
1,34 m x 38 cm

Información

Producto para reducir grasa localizada en abdomen, piernas, brazos, cadera o cualquier parte del cuerpo. Usar 1 hora al día. RAYOS INFRARROJOS REMOTOS.

CARACTERÍSTICAS:

- SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO.
- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: 15 watts.
- RESISTENCIA RECUBIERTA EN PVC.
- MATERIAL IMPERMEABLE Y LIMPIABLE.
- PRODUCTO COLOMBIANO.


PRECAUCIONES:

- USAR EXTENDIDA, NO ARRUGAR.
- ENCENDER SOLO CUANDO SE ESTÉ USANDO.
- NO DORMIR MIENTRAS UTILIZA LA FAJÓN.
- DESPEGAR SUAVEMENTE EL VELCRO.

OPCIONES:

CALOR

Velcro resistente




**Switch de
encendido y
apagado**


**Cable largo
de 2.2 m**

Elimina grasa localizada en:

- Cintura y abdomen.
- Cadera.
- Muslos.
- Brazos.



• Micro reductor Termoeléctrico Adelgazante



Medidas:
1,20 m x 15 cm

Información

Producto para reducir grasa localizada en abdomen, piernas, brazos, cadera o cualquier parte del cuerpo. Usar 1 hora al día. RAYOS INFRARROJOS REMOTOS.

CARACTERÍSTICAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: 10 watts.
- RESISTENCIA RECUBIERTA EN PVC.
- MATERIAL IMPERMEABLE Y LIMPIABLE.


PRECAUCIONES:

- USAR EXTENDIDA, NO ARRUGAR.
- CONECTAR SOLO CUANDO SE ESTÉ USANDO.
- NO DORMIR MIENTRAS UTILIZA LA FAJA.
- DESPEGAR SUAVEMENTE EL VELCRO.

OPCIONES:

CALOR


Velcro resistente




Cable largo
de 2.2 m

Elimina grasa localizada en:

- Cintura.
- Cadera.
- Muslos.
- Brazos.



• Manta caliente-cachorros



Información

Mantiene abrigadas a mascotas de todas las edades y especies. No usa termostato y puede utilizarse durante meses sin apagar.

CARACTERÍSTICAS:



- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: 10 watts.
- RESISTENCIA RECUBIERTA EN PVC.
- MATERIAL IMPERMEABLE Y LIMPIABLE.

PRECAUCIONES:


- USAR EXTENDIDA, NO ARRUGAR.
- CONECTAR SOLO CUANDO SE ESTÉ USANDO.


OPCIONES:

Medidas	Tipo de control	Temperatura
37 x 70 cm	Switch de encendido y apagado	34°
70 x 70 cm	Switch de encendido y apagado	34°
40 x 70 cm	Control de temperatura graduable	34° ~ 50°



- Manta caliente-cama Termoeléctrica






Producto para reducir grasa localizada en abdomen, piernas, brazos, cadera o cualquier parte del cuerpo. Usar 1 hora al día. RAYOS INFRARROJOS REMOTOS.

CARACTERÍSTICAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: 10 watts.
- RESISTENCIA RECUBIERTA EN PVC.
- MATERIAL IMPERMEABLE Y LIMPIABLE.

PRECAUCIONES:

- USAR EXTENDIDA, NO ARRUGAR.
- CONECTAR SOLO CUANDO SE ESTÉ USANDO.



Email: ilmina.campos@gmail.com

Teléfonos: 6143456 - 3044576867

Opciones:

Según el tipo de producto termoeléctrico le ofrecemos las siguientes opciones:

CALOR

Calor de adelgazamiento que llega hasta 60°C. Elimina grasa, desintoxica el organismo. Rayos infrarrojos remotos.



Switch de encendido y apagado.

CALOR + VIBRACIÓN

Adicionalmente al calor adelgazante posee un sistema de vibración que relaja y ayuda a la eliminación de la grasa. Se debe utilizar durante los últimos 5 minutos del tratamiento.

CALOR + VIBRACIÓN + CONTROL DE TEMPERATURA GRADUABLE

Además de la relajante vibración, el calor puede ser regulado con el control graduable.




Control de temperatura graduable.

- Somos fabrica por lo tanto podemos ofrecer garantía de 1 año sobre nuestros productos siempre y cuando estos se utilicen de la manera correcta.
- Así mismo, como fabrica, podemos producir termoeléctricos personalizado para cualquier necesidad. Cualquier tamaño que necesite o con diferente manejo de electricidad (220v) para utilizar en diferentes países donde el sistema de corriente varíe.
- Para pedidos en otras ciudades se hacen envíos asegurados a través de Interrapidismo o Servientrega con previa consignación. En Bogotá puede recoger los productos en nuestro almacén localizado en Centro comercial Cedritos 151.
- Se pueden realizar el pago por Efecty, Mercadopago de Mercadolibre, sin costo a Bancolombia, Davivienda.
- Pregunte por nuestras promociones. Todos los Productos vienen con Gel Aldegazante de acción continua como obsequio.



Email: ilmina.campos@gmail.com
Teléfonos: 6143456 - 3044576867
Dirección: Cedritos Centro Comercial de la 151
Local 297 - calle 151 # 16-19





Iicar[®]
INTERNACIONAL